

Wb, If/Icc, Elisa용 Cdv3 토끼 다클론 항체 - Q9Uky7

품목 번호: CM0020070

소개

CDV3 토끼 다클론 항체는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 CDV3 단백질을 검출합니다. 인간 CDV3의 아미노산 150-250 내 합성 펩티드를 면역원으로 생성되었습니다. 유방암 및 세포생물학 연구 용도로 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDV3 토끼 pAb
비고/별칭	H4I; CDV3
종	인간
유전자 ID (인간)	55573
유전자 ID	55573
면역원	인간 CDV3 (NP_060018.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UKY7
단백질 분자량	27kDa
배송 방법	아이스 팩