

Wb 및 Elisa용 Ceacam7 토끼 다클로날 항체 - Q14002

품목 번호: CM0025183



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 CEACAM7 (CGM2)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간(Human), 쥐(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 대장 상피 및 대장암 연구에서 세포 부착을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEACAM7 Rabbit pAb
비고/별칭	CGM2; CEACAM7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1087
GeneID	1087
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CEACAM7 (NP_008821.2)의 아미노산 36-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14002
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스백