

Wb, If-P, Elisa용 Cend1 토끼 단일클론 항체 - Q8N111

품목 번호: CM0012112

소개

WB, IF-P, ELISA용으로 검증된 CEND1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 신경 분화 연구에 적합합니다. UniProt Q8N111.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEND1 토끼 mAb
비고/별칭	BM88; CEND1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51286
GeneID	51286
항원(Immunogen)	인간 CEND1 (NP_057648.2)의 아미노산 70-149 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8N111
단백질 분자량(Protein Weight)	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)