

Cend1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8N111

품목 번호: CM0022273

소개

인간 CEND1(BM88)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경 분화 및 세포 주기 탈출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEND1 토끼 pAb
비고/별칭	BM88; CEND1
종	인간
유전자ID (인간)	51286
유전자ID	51286
면역원	인간 CEND1(NP_057648.2)의 아미노산 1-123번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N111
단백질 분자량	15kDa
배송 방법	아이스백