

## Cenpe 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q02224

품목 번호: CM0022388



### 소개

WB와 ELISA에서 검증된 CENPE 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 반응성을 보입니다. 염색체 집합 및 유사분열 체크포인트 신호 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CENPE 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭      | KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE                            |
| 종          | 사람                                                               |
| 유전자ID (사람) | 1062                                                             |
| 유전자ID      | 1062                                                             |
| 면역원        | 사람 CENPE (NP_001804.2)의 아미노산 2542-2701에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                               |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성     | 사람, 생쥐, 쥐                                                        |
| SWISS      | Q02224                                                           |
| 단백질 분자량    | 316kDa                                                           |
| 배송         | 아이스팩                                                             |