

Cep290 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O15078

품목 번호: CM0024689

소개

섬모 형성의 핵심적인 중심체 단백질인 인간 CEP290 (290 kDa)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 섬모병(ciliopathies) 및 중심체 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEP290 Rabbit pAb
비고/별칭	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	80184
면역원(Immunogen)	인간 CEP290 (NP_079390.3)의 아미노산 950-1050에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O15078
단백질 분자량	290kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)