

Ces3 토끼 다클론 항체 - Q6Uww8

품목 번호: CM0029225

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 CES3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 CES3를 검출합니다. 간, 결장, 소장에서 이물 해독 및 전구약물 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CES3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ES31; CES3
종	인간
유전자ID (인간)	23491
유전자ID	23491
면역원	인간 CES3(NP_001172106.1)의 아미노산 269-568에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6UWW8
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩