


Wb, Elisa용 Cgrp 토끼 Mab - P06881

품목 번호: CM0007307



소개

CamelBio의 CGRP 토끼 mAb는 WB 및 ELISA용 단일클론 항체로, 인간 칼시토닌 유전자 관련 펩타이드 1(SWISS: P06881)을 표적으로 합니다. CGRP는 심혈관 및 신경 기능에 관여하는 혈관 확장 호르몬입니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CGRP 토끼 mAb
비고/별칭	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alpha
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	796
유전자 ID	796
항원	합성 펩타이드 (인간 CGRP (NP_001029125.1)의 아미노산 25-125 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P06881
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)