

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Chdh 토끼 단일클론 항체 - Q8Ne62

품목 번호: CM0009076

소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 CHDH 토끼 단일클론 항체입니다. 자가포식 및 대사 연구를 위해 미토콘드리아 콜린 탈수소효소(65 kDa)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHDH 토끼 mAb
비고/별칭	CHDH
종	인간
유전자 ID(인간)	55349
유전자 ID	55349
면역원	인간 CHDH(NP_060867.2)의 아미노산 245~594에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8NE62
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩