

Chmp7 Rabbit Pab - Q8Wux9

품목 번호: CM0017029

소개

WB, ELISA용으로 검증된 다클로널 CHMP7 항체로, 인간, 마우스, 랫트에서 사용 가능합니다. 핵막 봉합 기능을 가진 ESCRT-III 단백질을 타겟으로 합니다. 세포 분열 및 엔도솜 분류 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CHMP7 Rabbit pAb
비고/별칭	CHMP7
종(Species)	Human
GeneID (Human)	91782
GeneID	91782
면역원(Immunogen)	제조합 단백질
원천(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8WUX9
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)