

Chrna10 Rabbit Pab - Q9Gzz6

품목 번호: CM0029362

소개

인간 CHRNA10(신경성 니코틴 아세틸콜린 수용체 서브유닛)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 청각 시냅스 전달, 각질세포 부착 및 칼슘 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRNA10 Rabbit pAb
비고/별칭	CHRNA10
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57053
유전자 ID	57053
면역원	재조합 단백질 인간 CHRNA10 (NP_065135.2)의 아미노산 25-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9GZZ6
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)