


Cited2 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q99967

품목 번호: CM0020003



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 CITED2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 CITED2 단백질을 검출하며 쥐와 교차 반응성이 있고, 예측 분자량은 28kDa입니다. 전사 조절 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CITED2 토끼 pAb
비고/별칭	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
종	인간
유전자ID (인간)	10370
유전자ID	10370
면역원	인간 CITED2 (NP_001161860.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q99967
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백