


시트룰린-히스톤 H3 (R8 시트룰린화) 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431), Wb, Db, Elisa용

품목 번호: CM0000078



소개

아르기닌 8번 위치(R8)의 시트룰린화 히스톤 H3를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 닷 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 기타 종과 교차 반응합니다(광범위하게 예측됨). 후성유전학 및 시트룰린화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	시트룰린-히스톤 H3-R8 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 R8 주변 합성 시트룰린화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 기타 종 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩