

Ihc-P, Elisa용 Claudin18.2 토끼 단일클론 항체 - P56856

품목 번호: CM0003728

소개

사람 CLDN18.2 이소형에 특이적인 이 토끼 단일클론 항체는 IHC-P 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 타이트 접합(tight junction) 연구, 위 및 폐 조직 연구, 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Claudin18.2 Rabbit mAb
비고/별칭	SFTA5; SFTPJ; Claudin18.2
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	51208
면역원(Immunogen)	사람 CLDN18.2 (P56856-2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Applications)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P56856
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)