

Cldn18 Rabbit Pab - P56856

품목 번호: CM0029971

소개

사람 Claudin-18에 대한 신뢰할 수 있는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타내며, 밀접한 접합(tight junction), 폐 및 위 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLDN18 Rabbit pAb
비고/별칭	SFTA5; SFTPJ; CLDN18
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51208
GeneID	51208
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 사람 CLDN18 (NP_057453.1)의 아미노산 200-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P56856
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)