


Wb 및 Elisa용 Cldn2 토끼 다클론 항체 - P57739

품목 번호: CM0014065



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증된 CLDN2 토끼 다클론 항체. 세포간 투과성에 관여하는 밀착연접 단백질인 Claudin-2를 표적으로 합니다. 상피 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CLDN2 토끼 pAb
비고/별칭	OAZON; claudin-2; CLDN2
종	인간
유전자 ID (인간)	9075
유전자 ID	9075
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P57739
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백