

Wb 및 Elisa용 절단 가스더민 B 토끼 다클로날 항체 - Q8Tax9-6

품목 번호: CM0019435

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 절단 가스더민 B 토끼 다클로날 항체입니다. 세포자멸사(Pyroptosis)를 매개하는 공포 형성 단백질인 인간 가스더민 B를 타겟으로 합니다. 세포 사멸 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cleaved Gasdermin B Rabbit pAb
비고/별칭	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	55876
면역원(Immunogen)	인간 절단 가스더민 B(Cleaved Gasdermin B)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_001159431.1)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8TAX9-6
단백질 분자량	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
배송	아이스백