


Wb, Elisa용 절단 Gasdermin D(Gly276) 토끼 단일클론항체 - P57764

품목 번호: CM0009338



소개

WB 및 ELISA용 절단 Gasdermin D(Gly276) 토끼 단일클론항체. 인간 Gasdermin D와 반응합니다. 파이로토시스 및 인플라마좀 연구에 적합합니다. 합성 펩타이드 면역원으로 제조된 단일클론항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	절단 Gasdermin D (Gly276) 토끼 단일클론항체
비고/별칭	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
종	인간
유전자 ID(인간)	79792
면역원	합성 펩타이드 인간 Gasdermin D(NP_079012.3)의 Asp276 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P57764
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩