

Cleaved IL-18 (Tyr37) Rabbit Mab For Wb - Q14116

품목 번호: CM0007646



소개

Tyr37에서 절단된 인간 IL-18에 대한 토끼 단일클론 항체, 웨스턴 블롯 검증. 22 kDa 밴드를 검출. 전염증성 사이토카인 연구 및 피로토시스 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cleaved IL-18 (Tyr37) Rabbit mAb
비고/별칭	성숙 IL-18; Cleaved IL-18 (Tyr37)
종	인간
GeneID (인간)	3606
GeneID	3606
면역원	인간 IL18 (NP_001553.1)의 Tyr37 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	WB
교차 반응성	인간
SWISS	Q14116
단백질 무게	22KDa
배송	아이스백