

절단된 Parp (Asp214) 토끼 다클론 항체 - Q921K2

품목 번호: CM0018737

소개

절단된 PARP (Asp214) 토끼 다클론 항체는 마우스 샘플에서 세포사멸 특이적 절단 형태의 PARP를 검출합니다. WB와 ELISA에서 검증된 이 다클론 항체는 아미노산 201-300 영역을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	비고/별칭	종	유전자 ID	면역원	기원	카테고리	적용 분야	교차 반응성	SWISS	단백질 분자량	배송 방식
절단된 PARP (Asp214) 토끼 다클론 항체	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; 절단된 PARP (Asp214)	마우스	11545	마우스 PARP (Asp214) (NP_031441.2)의 아미노산 201-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드	토끼	다클론 항체	WB, ELISA	마우스	Q921K2	113kDa	아이스백