

절단된 Parp1 P25 토끼 단클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P09874

품목 번호: CM0003838



소개

웨스턴 블롯, 면역침전, ELISA에 사용 가능한 절단된 PARP1 p25 토끼 단클론 항체로, 인간과 마우스에 교차 반응성을 보입니다. 세포사멸 및 DNA 복구 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	절단된 PARP1 p25 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; Cleaved PARP1 p25
종	인간
유전자 ID (인간)	142
유전자 ID	142
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09874
단백질 분자량	113 kDa
배송 방식	아이스백