

절단된 Parp1 P25 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P09874

품목 번호: CM0026600



소개

인간 PARP1의 절단된 p25 단편에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. DNA 복구와 세포사멸의 핵심 효소인 인간 PARP1을 특이적으로 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	절단된 PARP1 p25 토끼 pAb
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
종	인간
유전자 ID (인간)	142
유전자 ID	142
면역원	합성 펩타이드
생산来源	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09874
단백질 분자량	113kDa
배송 방법	아이스 팩