

Clec2B Rabbit Pab - Q92478

품목 번호: CM0019977

소개

CLEC2B Rabbit Polyclonal Antibody (Q92478)는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 CLEC2B를 검출하며, 쥐와 교차 반응합니다. NK 세포 매개 세포독성 및 면역 체크포인트 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLEC2B Rabbit pAb
비고/별칭	AICL; IFNKG1; CLEC2SF2; HP10085; CLEC2B
종	인간
유전자 ID (인간)	9976
유전자 ID	9976
면역원	인간 CLEC2B (NP_005118.2)의 아미노산 40-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q92478
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백