


Clc3 Rabbit Pab - O95833

품목 번호: CM0017459



소개

CLIC3 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체로, 인간, 마우스 및 래트 CLIC3(27kDa)에 대해 반응성을 보입니다. 염화물 세포내 채널 기능 및 종양 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CLIC3 Rabbit pAb
비고/별칭	CLIC3
종	인간
GeneID (인간)	9022
GeneID	9022
면역원	인간 CLIC3 (NP_004660.2)의 아미노산 87-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95833
단백질 무게	27kDa
배송	아이스백