


Clusterin Alpha Chain 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P10909

품목 번호: CM0017915



소개

인간 Clusterin alpha chain (CLU/APOJ/CLI)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 사멸(apoptosis), 샤페론 및 보체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Clusterin alpha chain Rabbit pAb
비고/별칭	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUBI; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterin alpha chain
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1191
GeneID	1191
면역원(Immunogen)	인간 Clusterin alpha chain (NP_001822.3)의 아미노산 314-449에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P10909
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)