


Cmpk1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

품목 번호: CM0025776



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질 CMPK1 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간 및 마우스 UMP-CMP 키나제를 인식하며, 피리미딘 생합성에 관여합니다. 뉴클레오티드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CMPK1 Rabbit pAb
비고/별칭	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
종	인간
GeneID (인간)	51727
GeneID	51727
면역원	인간 CMPK1 (NP_057392.1)의 아미노산 69-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P30085
단백질 무게	22kDa
배송	아이스백