

Wb 및 Elisa용 Cnap1 Rabbit Mab - Q15021

품목 번호: CM0012461

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 CNAP1 (CAP-D2/hCAP-D2) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 쥐 응축 복합체 서브유닛 1을 검출합니다. 유사 분열 및 염색체 응축 연구에 이상적입니다. 157kDa, 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9918
GeneID	9918
면역원(Immunogen)	인간 CNAP1 (Q15021)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q15021
단백질 분자량	157kDa
배송(Shipping)	아이스백