

Cntn4 토끼 단일클론항체, Wb·ihc-P·elisa용 - Q8Iwv2

품목 번호: CM0011285

소개

CNTN4 토끼 단일클론항체는 WB, IHC-P, ELISA에서 인간, 생쥐 및 래트 CNTN4(콘택틴-4)를 검출하는 토끼 유래 단일클론항체입니다. 신경돌기 성장과 시냅스 형성에 관여하는 신경 세포 접착 분자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CNTN4 토끼 단일클론항체
비고/별칭	AXCAM; BIG-2; CNTN4
종	인간
유전자 ID (인간)	152330
유전자 ID	152330
면역원	인간 CNTN4(Q8IwV2)의 아미노산 800-900 부위에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8IwV2
단백질 분자량	113kDa
운송 방식	아이스 팩