

Wb 및 Elisa용 Cntn6 토끼 다클로날 항체 - Q9Uq52

품목 번호: CM0014679

소개

인간 CNTN6 (Contactin-6, NB-3)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경계 발달, 희소돌기세포 생성 및 Notch 신호 전달 조사에 이상적입니다. - Q9UQ52

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CNTN6 Rabbit pAb
비고/별칭	NB3; CNTN6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27255
GeneID	27255
면역원	인간 CNTN6 (NP_055276.1)의 아미노산 20-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9UQ52
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백