

코엔자임 Nad 토끼 단일클론 항체 (Db 및 Elisa용)

품목 번호: CM0000008

소개

이 코엔자임 NAD 토끼 단일클론 항체(A21047)는 종 독립적이며 DB 및 ELISA에 적합합니다. NAD 코엔자임 검출을 위한 연구용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	코엔자임 NAD 토끼 단일클론 항체
종 특이성	종 독립적
GeneID	CAS:53-84-9
면역원	화합물 NAD
원산지	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송 조건	아이스백