

Db 및 Elisa용 Coenzyme Nad 토끼 다클로날 항체 - Nad

품목 번호: CM0023501

소개

Coenzyme NAD를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, ELISA 및 도트 블롯(DB) 실험에 적합합니다. 종에 의존하지 않는 반응성을 통해 다양한 생물학적 샘플에서 광범위한 NAD 검출이 가능합니다. 대사 및 산화환원 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Coenzyme NAD Rabbit pAb
면역원	화합물 NAD
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 비의존적 (Species independent)
배송	아이스 백 (Ice bag)