


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Col2A1 토끼 다클론 항체 - P02458

품목 번호: CM0012828



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거친 고친화성 COL2A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 연골 생물학 및 골격 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL2A1 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1280
유전자 ID	1280
면역원	인간 COL2A1(NP_001835.3)의 아미노산 1220-1282 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P02458
단백질 무게	142 kDa
배송	아이스팩