

Wb, Elisa용 Col4A6 토끼 다클론 항체 - Q14031

품목 번호: CM0022536

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 COL4A6 토끼 다클론 항체입니다. 인간 COL4A6를 검출하며 쥐와 교차반응합니다. 세포외 기질 및 기저막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COL4A6 토끼 pAb
비고/별칭	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
종	인간
유전자ID (인간)	1288
유전자ID	1288
면역원	인간 COL4A6 (NP_001838.2)의 아미노산 1575-1691에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q14031
단백질 분자량	164kDa
배송 방식	아이스 팩