

Ihc-P 및 Elisa용 Col9A3 토끼 다클론 항체 - Q14050

품목 번호: CM0029381



소개

COL9A3 토끼 pAb는 재조합 인간 COL9A3 단백질 단편에 대항하여 토끼에서 개발된 다클론 항체입니다. 마우스 교차반응성으로 IHC-P와 ELISA에서 검증된 이 항체는 연골 및 안구 조직에서 콜라겐 IX 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COL9A3 토끼 pAb
비고/별칭	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
종	인간
GeneID (인간)	1299
GeneID	1299
면역원	인간 COL9A3 (NP_001844.3)의 아미노산 445-684에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용	IHC-P, ELISA
교차반응성	마우스
SWISS	Q14050
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스 팩