


Colgalt1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q8Nbj5

품목 번호: CM0019629



소개

사람, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 COLGALT1 토끼 다클로날 항체입니다. 콜라겐 당화 및 삼중나선 형성 연구를 위해 프로콜라겐 갈락토실트랜스퍼라제 1을 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COLGALT1 토끼 pAb
비고/별칭	BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	79709
유전자 ID	79709
항원(Immunogen)	사람 COLGALT1 (NP_078932.2)의 아미노산 30-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8NBJ5
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)