


Wb, If/Icc, Elisa용 콜라겐 Iv 토끼 단일클론 항체 - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

품목 번호: CM0012451



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 콜라겐 IV (COL4A1,2,3,4)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 기저막 연구 및 IVD 검법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	콜라겐 IV 토끼 mAb
비고/별칭	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
면역원(Immunogen)	인간 콜라겐 IV (NP_000082.2)의 아미노산 1555-1669에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
단백질 분자량	162 kDa/161 kDa/168 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)