

Complement C3 토끼 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P01024

품목 번호: CM0028826



소개

인간 Complement C3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 선천면역 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Complement C3 토끼 pAb
비고/별칭	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complement C3
종	인간
유전자 ID (인간)	718
유전자 ID	718
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01024
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스백