

접합 Aif1/Iba1 토끼 단일클론항체 - O70200(마우스), P55008(사람)

품목 번호: CM0010568

소개

AIF1/IBA1(동종이식 염증인자 1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체로, WB 및 IF-P 응용 분야에서 검증되었으며 사람, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 면역 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	접합 AIF1/IBA1 토끼 단일클론항체
비고/별칭	GI, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
종	마우스
유전자 ID (사람)	199
유전자 ID (마우스)	11629
면역원	합성 펩티드: 마우스 AIF1/IBA1 (O70200)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IF-P
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O70200 (마우스), P55008 (사람)
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스팩