

접합 Aif1/Iba1 토끼 Mab - O70200(마우스), P55008(인간)

품목 번호: CM0009613

소개

WB 및 IF-P에 대해 검증된 접합 AIF1/IBA1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드의 AIF1/IBA1을 검출합니다. 신경염증 및 미세아교세포 연구에 이상적이며, IVD 분석법 개발을 위해 배치 간 일관된 성능을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	접합 AIF1/IBA1 토끼 mAb
비고/별칭	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
종	마우스
유전자 ID (인간)	199
유전자 ID (마우스)	11629
면역원	마우스 AIF1/IBA1(O70200)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF-P
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O70200(마우스), P55008(인간)
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백