

유세포 분석용 -결합 Anti-Cd200/Ox2 단일클론 항체 - P41217

품목 번호: CM0004887

소개

사람 CD200/OX2를 표적으로 하는 -결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 면역 조절에 관여하는 세포 표면 당단백질을 특이적으로 인식합니다. - P41217

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD200/OX2 mAb
비고/별칭	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200 molecule
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	4345
면역원(Immunogen)	사람 CD200/OX2 (NP_001352780.1)의 아미노산 31-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P41217
단백질 분자량	30kDa/31kDa/32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)