

-접합 Anti-Cd31/Pecam1 단일클론 항체 유세포 분석용 - Q08481

품목 번호: CM0007814

소개

-접합 토끼 단일클론 항체로 마우스/랫트 CD31/PECAM1에 대한 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 내피 세포 및 백혈구 상호작용 연구에 적합합니다. PECAM1 접착 분자를 표적으로 합니다. 면역학 및 혈관 생물학 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스/랫트 CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID (마우스)	18613
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD31의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001292086.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q08481
단백질 중량	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
배송	아이스 팩