

접합 Anti-Gfap 토끼 단일클론 항체 (If-P용) - P14136

품목 번호: CM0008707



소개

IF-P용으로 검증된 접합 Anti-GFAP 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 GFAP에 반응합니다. 신경과학 연구에서 별세포 마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	접합 GFAP 토끼 mAb
비고/별칭	ALXDRD
종	인간
GeneID	2670
면역원	합성 펩타이드 (인간 GFAP (P14136)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	IF-P
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P14136
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백