


접합 Tom20 토끼 단클론항체 (Wb, If/Icc, If-P 용) - Q15388

품목 번호: CM0005837



소개

인간 TOM20에 대한 접합 토끼 단클론항체로, WB, IF/ICC, IF-P에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 미토파지 연구를 위해 인간, 마우스 및 래트 TOM20을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	접합 TOM20 토끼 단클론항체
비고/별칭	MAS20, MOM19, TOM20
종	인간
GeneID (인간)	9804
GeneID	9804
면역원	인간 TOM20의 아미노산 20-145 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질 (NP_055580.1)
원천	토끼
범주	단클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15388
단백질 무게	16kDa
배송	아이스백