


Cop1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Nhy2

품목 번호: CM0023210



소개

COP1 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. COP1의 유비쿼틴화, p53 분해, 세포 생존 경로에서의 역할 연구에 적합합니다. 인간 교차 반응성.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COP1 Rabbit pAb
비고/별칭	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
종	인간
유전자 ID (인간)	64326
유전자 ID	64326
면역원	재조합 단백질; 인간 COP1 (NP_071902.2)의 아미노산 582-731에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHY2
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백