

Wb, If/Icc, Elisa용 Copb1 토끼 다클론 항체 - P53618

품목 번호: CM0018628

소개

인간 COPB1(Beta-COP)을 항원으로 면역하여 제작한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 코트머 매개 골지체/ER 수송 및 지질 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COPB1 토끼 pAb
비고/별칭	COPB; BARMACS; COPB1
종	인간
GeneID (인간)	1315
GeneID	1315
면역원	인간 COPB1(NP_057535.1)의 아미노산 460-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P53618
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스팩