

Coq9 Rabbit Pab - O75208

품목 번호: CM0017368



소개

인간 COQ9(유비퀴논 생합성의 주요 조절 인자)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 이 36 kDa 미토콘드리아 표적을 신뢰할 수 있게 검출합니다. 인간 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COQ9 Rabbit pAb
비고/별칭	COQ10D5; C16orf49; COQ9
종	인간
유전자 ID (인간)	57017
유전자 ID	57017
면역원	인간 COQ9 (NP_064708.1)의 아미노산 1-318에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75208
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩