

Cox Iv Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13073

품목 번호: CM0030854



소개

이 토끼 폴리클론항체를 사용하여 인간, 마우스 및 래트 COX IV(COX4I1)를 검증하세요. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 최적화되었습니다. 미토콘드리아 및 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COX IV Rabbit pAb
비고/별칭	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
종	인간
GeneID (Human)	1327
GeneID	1327
면역원	인간 COX IV (NP_001852.1)의 아미노산 23-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13073
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백