

Cox1 토끼 다클로날 항체 - Cox1

품목 번호: CM0025330

소개

COX1 (Cyclooxygenase-1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. WB, IF, IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 면역원은 마우스 COX1 아미노산 415-514에 해당합니다. 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	COX1 Rabbit pAb
별칭	CoxI; COX1
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	4512
유전자 ID (마우스)	17708
면역원	마우스 COX1 (NP_904330.1)의 아미노산 415-514 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주 종	토끼
카테고리	다클로날 항체
어플리케이션	WB, IF, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
단백질 분자량	56 kDa
배송	아이스 팩