

Crem 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 적용) - Q03060

품목 번호: CM0027304

소개

인간 CREM에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, 정자 형성, 일주기 리듬 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CREM 토끼 pAb
비고/별칭	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
종	인간
유전자ID (인간)	1390
유전자ID	1390
면역원	합성 펩타이드: 인간 CREM (NP_853549.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q03060
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩