

Wb, Ihc-P, Elisa용 Crtap 토끼 다클론 항체 - O75718

품목 번호: CM0026498



소개

WB, IHC-P 및 ELISA를 위한 인간 CRTAP(연골 관련 단백질) 표적 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에서 검증되었습니다. 콜라겐 수산화 및 세포외 기질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRTAP 토끼 다클론 항체 (pAb)
비고/별칭	O17; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP
종	인간
유전자 ID (인간)	10491
유전자 ID	10491
면역원	인간 CRTAP(NP_006362.1)의 아미노산 20-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75718
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩